



Stérilisateurs

MÉDICAUX



L'équilibre entre les soins et les enjeux de traitement des instruments



Le traitement des instruments est une tâche strictement réglementée qui nécessite beaucoup de temps et de travail. Il peut être difficile pour le personnel de donner la priorité à l'expérience du patient tout en assurant la stérilisation appropriée des instruments. C'est pourquoi nous avons conçu **les stérilisateurs à vapeur Midmark^{MD}** pour faciliter et automatiser autant que possible le traitement des instruments dans le respect des pratiques cliniques exemplaires.



Stérilisateurs à vapeur Midmark^{MD}

EN INVESTISSANT DANS UN STÉRILISATEUR MIDMARK, VOUS ÊTES ASSURÉ D'OBTENIR LE MEILLEUR : NOS STÉRILISATEURS DOMINENT LE MARCHÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.

Les stérilisateurs à vapeur Midmark sont conçus pour offrir des instructions intuitives qui simplifient la conformité, le déroulement des cycles, ainsi que l'entretien et le suivi des appareils. Ils contribuent à **réduire les erreurs de transcription et de consignation, responsables de 56 % des erreurs de stérilisation¹**. L'automatisation de la surveillance des mécanismes et des rapports sur les indicateurs chimiques permet de gagner du temps, simplifie la formation du personnel et renforce leur confiance dans l'utilisation des équipements de traitement.

INTERFACE UTILISATEUR

INTUITIVE : Naviguez dans la configuration du cycle et d'autres processus dans votre langue préférée (anglais, français ou espagnol) sur un écran tactile de 12,7 cm (5 po), clair, résistant aux empreintes de doigts et compatible avec l'usage de gants. Choisissez un affichage clair ou sombre.



BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDÉO.



PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

Enregistrez votre garantie dès aujourd'hui pour profiter d'une assistance rapide en cas de besoin et inscrivez-vous pour être informé des futures mises à jour logicielles.



01 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M11

Sa chambre de 28 cm x 46 cm en fait l'un des plus grands stérilisateurs de comptoir standard du marché.

02 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M9

Disposez de toute la puissance de stérilisation fiable dont vous avez besoin grâce à un appareil compact parfait pour un espace réduit.

Les stérilisateurs Midmark sont conçus pour rendre le traitement des instruments aussi simple et automatisé que possible.

 EMBALLÉ 132 °C (270 °F), 4 MIN	 EMBALLÉ 135 °C (275 °F), 3 MIN	 DÉLICAT 135 °C (250 °F), 30 MIN	<p>Simplifiez le flux de travail clinique grâce aux stérilisateurs à vapeur à évacuation dynamique de l'air qui disposent de cycles préétablis uniques répondant aux recommandations du CDC et de l'AAMI pour les cycles de stérilisation des instruments emballés².</p>
 DÉBALLÉ 132 °C (270 °F), 3 MIN	 5 CYCLES PERSONNALISÉS* DE 121 °C À 135 °C (DE 250 °F À 275 °F), DE 3 À 45 MIN		
<p>Suivez à distance l'état du cycle (cycle en cours, cycle terminé et erreur de cycle) grâce à une barre lumineuse DEL à code couleur évolutif, un minuteur de grande taille et des signaux sonores.</p>			
 CYCLE EN COURS	 CYCLE TERMINÉ	 ERREUR DE CYCLE	

* Ces cycles ne sont pas approuvés par la FDA et la validation de la stérilité des instruments traités à l'aide d'un cycle personnalisé est de la responsabilité de l'utilisateur.



SUIVI SIMPLIFIÉ DE LA CONFORMITÉ :

Les rappels et notifications de l'appareil, l'authentification des utilisateurs, le stockage illimité des événements d'entretien régulier pendant toute la durée de vie du stérilisateur, ainsi que l'enregistrement automatisé du déroulement des cycles assurent votre préparation constante pour toute vérification.



BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
LA VIDÉO.



DURABILITÉ : Les stérilisateurs Midmark ont été conçus pour durer, avec notamment une durée de vie accrue de 25 000 cycles grâce à une chambre entièrement repensée. Cette amélioration réduit de plus de moitié la maintenance nécessaire par les utilisateurs et les techniciens certifiés.



BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
LA VIDÉO.

ACCESSOIRES



9A307001 – OUTIL DE RETRAIT
(pour plateaux et cassettes)



**9A694001 – REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE 115 V**
9A694002 – Remplissage
automatique 230 V disponible)



9A698001 – TROUSSE USB
Téléchargez les données des cycles, y
compris la durée, la température et la
pression. Comprend une clé USB, un
câble USB et une carte PC (installation
par un technicien requise).



**9A703001 – SUPPORT DE
CASSETTES VERTICAL**
(modèles de stérilisateur à
vapeur M11 uniquement)



9A586001 – UNITÉ VISTACOOOL^{MC}

ENTRETIEN ET SOUTIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consultez les spécifications techniques des stérilisateurs à vapeur Midmark M9^{MD} et M11^{MD}.



BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LES
SPÉCIFICATIONS.

SERVICES DE LIVRAISON MIDMARK

Coordination, livraison et installation à temps, à chaque fois.



BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
VOS OPTIONS.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Découvrez nos plans d'assistance et de soutien afin d'obtenir le niveau de couverture dont vous avez besoin pour maintenir votre équipement et vos appareils médicaux opérationnels. Notre offre comprend des plans d'entretien et d'inspection périodiques ainsi que des plans de garantie prolongée.



BALAYEZ LE CODE
POUR OBTENIR
DU SOUTIEN.

CONCEPTION EN DIRECT DE MIDMARK

Nos experts en conception sont prêts à vous accompagner tout au long du processus.



BALAYEZ LE
CODE POUR VOIR
LA VIDÉO.

FORMATION CLINIQUE

Faites confiance à nos formateurs experts pour l'installation de vos appareils Midmark.



BALAYEZ LE CODE
POUR VOIR LES
FORMATIONS.

SOURCES

1 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252925>

2 <https://www.fda.gov/media/80265/download>



Designing better care.®



Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur : midmark.com/ISO

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez le 1 800-MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez notre site Web : midmark.com

© 2025 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis. Imprimé aux États-Unis.

007-10478-02 Rév. B1 (3/25)

