



# Esterilizadores

MÉDICOS



# Equilibrar la atención al paciente con los retos que supone la esterilización de instrumentos



La esterilización de instrumentos es una tarea sujeta a regulaciones muy estrictas que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, lo que puede generar dilemas para el personal, que debe decidir entre dar prioridad a la experiencia del paciente o garantizar la esterilización adecuada de los instrumentos que utiliza. Así pues, diseñamos los **esterilizadores de vapor Midmark®** para facilitar al máximo la esterilización de instrumentos y el cumplimiento de las prácticas clínicas óptimas, automatizando los procesos siempre que sea posible.



# Esterilizadores de vapor Midmark®

AL INVERTIR EN ESTERILIZADORES MIDMARK, PUEDE TENER LA SEGURIDAD DE QUE ESTÁ ADQUIRIENDO LO MEJOR: NUESTROS ESTERILIZADORES SON LÍDERES EN EL MERCADO AÑO TRAS AÑO.

Los esterilizadores de vapor Midmark están diseñados con instrucciones intuitivas que facilitan el cumplimiento normativo, el manejo de los ciclos y el mantenimiento y registro del equipo, lo que puede ayudar a **reducir los errores de transcripción y documentación que representan el 56 % de los errores de esterilización.**<sup>1</sup> El control mecánico automatizado y la generación de informes mediante indicadores químicos ahorran tiempo, simplifican la formación del personal y ofrecen un mayor nivel de confianza a la hora de procesar los instrumentos.

**INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA:** Configure los ciclos y gestione otros procesos en el idioma de su preferencia (inglés, francés o español), con una pantalla táctil de 5 pulgadas clara y resistente a huellas dactilares que puede utilizarse incluso con guantes. Elija el modo que desee: claro u oscuro.



ESCANEE EL QR PARA VER EL VÍDEO.



**PROTEJA SU INVERSIÓN**  
Registre su garantía hoy mismo para recibir asistencia inmediata cuando la necesite y suscríbase a las notificaciones para estar al día de las actualizaciones de software que vayan apareciendo.




**01 ESTERILIZADOR DE VAPOR MIDMARK M11**  
La cámara de 28 cm x 45,7 cm (11" x 18") lo convierte en el esterilizador de encimera estándar más grande del mercado.

**02 ESTERILIZADOR DE VAPOR MIDMARK M9**  
Toda la potencia y fiabilidad de esterilización que necesita en una unidad compacta perfecta para zonas con espacio reducido.

Los esterilizadores Midmark están diseñados para facilitar al máximo el procesamiento de los instrumentos y automatizar los procesos siempre que sea posible.



**ENVUELTOS**  
132 °C (270 °F),  
4 MIN



**ENVUELTOS**  
135 °C (275 °F),  
3 MIN



**DELICADOS**  
121 °C (250 °F),  
30 MIN




**SIN ENVOLVER**  
132 °C (270 °F),  
4 MIN




**5 CICLOS PERSONALIZADOS\***  
121 °C (250 °F)-135 °C  
(275 °F), 3 MIN-45 MIN

Simplifique el flujo de trabajo clínico con esterilizadores de vapor de eliminación dinámica del aire que ofrecen ciclos preestablecidos únicos para cumplir con las recomendaciones relativas a los ciclos de esterilización de los CDC y de la AAMI para instrumentos envueltos.<sup>2</sup>


Identifique el estado del ciclo (en curso, finalizado o con error) a distancia gracias una barra LED codificada por colores, un reloj de cuenta atrás de gran tamaño y señales acústicas.



CICLO EN CURSO



CICLO FINALIZADO



CICLO CON ERRORES

\* Estos ciclos no han recibido la autorización de la FDA, por lo que la validación de la esterilidad de los objetos procesados mediante un ciclo personalizado es responsabilidad del usuario.



**REGISTRO EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO:** Tenga todo siempre preparado para posibles auditorías con los recordatorios y notificaciones del equipo, autenticación de usuarios, almacenamiento ilimitado de eventos de mantenimiento durante toda la vida útil del esterilizador y registro automatizado de ciclos.

 ESCANEE EL QR PARA VER EL VÍDEO.



**DURABILIDAD:** los esterilizadores Midmark están diseñados para durar mucho tiempo, con una vida útil ampliada de 25 000 ciclos gracias a una cámara que se ha rediseñado en su totalidad, lo que reduce a más de la mitad la frecuencia de mantenimiento que necesitan tanto los usuarios como los técnicos certificados.

 ESCANEE EL QR PARA VER EL VÍDEO.

## ACCESORIOS



**9A307001 HERRAMIENTA DE AGARRE TÉRMICO**  
(herramienta de extracción de bandeja y cassetes)



**9A694001 LLENADO AUTOMÁTICO DE 115V**  
(9A694002 Llenado automático de 230V disponible)



**9A698001 KIT USB**  
Descargue los registros de los ciclos con información sobre el tiempo, la temperatura y la presión. Incluye una unidad USB, un cable USB y una placa de circuito (la instalación debe realizarla un técnico cualificado).




**9A703001 RACK DE CAJETES VERTICAL**  
(solo para los esterilizadores de vapor M11)



**9A586001 UNIDAD VISTACOOOL™**

## SERVICIOS Y ASISTENCIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
Consulte las especificaciones técnicas de los esterilizadores de vapor Midmark M9® y M11®.

 ESCANEE EL QR PARA VER LAS ESPECIFICACIONES.


**DISEÑO EN TIEMPO REAL DE MIDMARK**  
Nuestros expertos en diseño estarán encantados de ayudarle siempre que lo necesite.

 ESCANEE EL QR PARA VER EL VÍDEO.


**SERVICIOS DE ENTREGA DE MIDMARK**  
Coordinación, entrega y montaje puntuales en todo momento.

 ESCANEE EL QR PARA VER LAS OPCIONES.

**FORMACIÓN CLÍNICA**  
Confíe en nuestros formadores expertos para que le ayuden a implementar sus dispositivos Midmark.

 ESCANEE EL QR PARA CONSULTAR LAS OPCIONES DE FORMACIÓN.

**SERVICIO DE REPARACIÓN**  
Explore los planes de asistencia y servicio disponibles y obtenga el nivel de cobertura que necesita para mantener sus equipos y dispositivos médicos en buen estado. Hay planes de mantenimiento e inspección periódicos, así como planes de garantía ampliada.

 ESCANEE EL QR PARA OBTENER AYUDA.



## FUENTES

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252925>
- <https://www.fda.gov/media/80265/download>



Designing better care.®



Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO)

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark, o bien llame al 1.800.MIDMARK

Si contacta desde fuera de Estados Unidos, llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: [midmark.com](http://midmark.com)

© 2025 Midmark Corporation, Versailles, Ohio EE. UU. Como parte del proceso de mejora, podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso. Impreso en EE. UU.

007-10478-03 Rev. B1 (3/25)

